

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Slide Shaker 슬라이드진탕기 (C-SKS-D)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

동식물 세포의 진탕배양, 미생물 배양, 효소반응, 혈청검사, 임상병리, 각종 효소촉매의 반응 실험 등에 사용 합니다.

- Digital display 에 표시되는 정확한 R.P.M
- 회전형으로(ORBITAL) Shaking

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-SKS-D
Dimensions	Outer (W*D*H)(mm)	350×300×150
Controller		Digital Display
R.P.M		0 ~ 400
Stroke		2.5cm
Timer	Scale	99 minutes 59 seconds
Electrical spec	Power	220V, 15W , 1ø
Materials	Body	Steel plate with powder coated
	Plate	Stainless steel
Weignt(Kg)		9

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Flask Holder
- Spring rack

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year