

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Incubator 강제순환식 항온기 (C-INDF2)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

열과 광선에 민감한 배양생물의 보존 연구실험용, 항생물질, 효소등의 배양, 균배양, 발아 시험용으로 쓰입니다.

- 강제순환형 항온기로 일반온도로 사용 외에 발아 균을 배양
- 자연대류식 항온기와 달리 내부 Fan 이 부착되어 공기를 순환시켜주어 온도 정확도가 더 높고 빨라짐
- 이중 문으로 제작 겉문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰시 내부의 온도를 유지
- 내부를 표면 처리 하여 SUS광판(光板)으로 깨끗하게 마감
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하여 방청효과가 우수
- 선반을 WIRE로 제작이 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포

2. 사양 (Specifications)

Model		C-INDF2
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	400×400×450
	Outer (W*D*H)(mm)	500×660×700
	Volume (L)	72
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	300W
	Power	220V, 1.3A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		40

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Incubator 강제순환식 항온기 (C-INDF3)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

열과 광선에 민감한 배양생물의 보존 연구실험용, 항생물질, 효소등의 배양, 균배양, 발아 시험용으로 쓰입니다.

- 강제순환형 항온기로 일반온도로 사용 외에 발아 균을 배양
- 자연대류식 항온기와 달리 내부 Fan 이 부착되어 공기를 순환시켜주어 온도 정확도가 더 높고 빨라짐
- 이중 문으로 제작 걸문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰시 내부의 온도를 유지
- 내부를 표면 처리 하여 SUS광판(光板)으로 깨끗하게 마감
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하여 방청효과가 우수
- 선반을 WIRE로 제작이 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포

2. 사양 (Specifications)

Model		C-INDF3
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	550×460×600
	Outer (W*D*H)(mm)	650×720×850
	Volume (L)	150
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	500W
	Power	220V, 2.2A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		50

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Forced Convection Incubator 강제순환식 항온기 (C-INDF4)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

열과 광선에 민감한 배양생물의 보존 연구실험용, 항생물질, 효소등의 배양, 균배양, 발아 시험용으로 쓰입니다.

- 강제순환형 항온기로 일반온도로 사용 외에 발아 균을 배양
- 자연대류식 항온기와 달리 내부 Fan 이 부착되어 공기를 순환시켜주어 온도 정확도가 더 높고 빨라짐
- 이중 문으로 제작 걸문을 열고 속문을 열지 않은 상태에서 내부를 관찰시 내부의 온도를 유지
- 내부를 표면 처리 하여 SUS광판(光板)으로 깨끗하게 마감
- 외부는 철판에 분체코팅을 하여 제품이 견고하고 미려하여 방청효과가 우수
- 선반을 WIRE로 제작이 되어 내부의 공기가 순환하기 원활하게 제작- Fan에 의하여 내부공기를 강제적으로 순환을 시켜 Chamber내부의 온도를 고르게 분포

2. 사양 (Specifications)

Model		C-INDF4
Dimensions	Inner (W*D*H)(mm)	500×500×1000
	Outer (W*D*H)(mm)	600×760×1250
	Volume (L)	250
Controller		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
Temp	Range	Ambient +5℃ ~ 60 ℃
	Accuracy	±0.1℃
Timer	Scale	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
Electrical spec	Heater	1000W
	Power	220V, 4.5A, 1ø
Shelves		3EA
Materials	Inner	Stainless steel SUS304
	Outer	Steel plate with powder coated
Safety device		Exclusive over temp, protector
Weignt(Kg)		65

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Shelves..... 1set
- Power cord cable..... 1ea

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Perforated shelves
- Basket shelves

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year