

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Rocker (락커) (C-RK)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

시소처럼 Plate양쪽에서 상,하로 왕복운동을 하여 각종 용액의 혼합 ,회석 등의 반응을 볼 때 쓰입니다

- Plate 양쪽이 상,하 판 양쪽이 수직으로 움직이며 Shaking
- 좁은 공간에서도 적은 양의 실험물의 반응을 보기 적합
- D.C Motor를 사용하여 R.P.M 조절 가능
- 특히 저속에서 정확하게 움직이도록 제작

2. 사양 (Specifications)

Model		C-RK
Dimensions	Outer (W*D*H)(mm)	300 × 300 × 170
Controller		Electric Controller
Tilt angle		10°
R.P.M		0 ~ 50
Electrical spec	Power	220V, 30W, 60Hz, 1ø
Materials		Aluminium plate with powder coated
Weignt(Kg)		6.5

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Power cord cable..... 1ea

4. 보증 (Warranty)

- 1 Year